


SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLE (STK)

Alle 2 Jahre ist eine Sicherheitstechnische Kontrolle durchzuführen, sofern notwendig.

Ziel der Sicherheitstechnischen Kontrolle ist es, frühzeitig Mängel am AED zu erkennen und zu beseitigen. Da der Hersteller nicht weiß, wie sein Produkt in der täglichen Praxis angewendet wird, hat der Betreiber für die Sicherheitstechnische Kontrolle solche Fristen vorzusehen, die es erlauben, Mängel, mit denen aufgrund von Erfahrung zu rechnen sind, rechtzeitig festzustellen.

LÄSST SICH IHR AED VON DER STK-PFLICHT BEFREIEN?



Sie haben alle Fragen mit **Ja** beantwortet? Ihr AED lässt sich von der STK-Pflicht befreien. Sprechen Sie uns an!



Sie haben mindestens eine Frage mit **Nein** beantwortet? Ihr AED lässt sich **nicht** von der STK-Pflicht befreien.



Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)

Gemäß §11 MPBetreibV. Die Kontrolle beinhaltet:

- ✓ Sichtprüfung
- ✓ Funktionskontrolle
- ✓ Schocktest
- ✓ STK-Protokoll
- ✓ STK-Aufkleber
- ✓ Kontrolle und ggf. kostenpflichtiger Austausch von Ersatzteilen und Zubehör nach Bedarf
- ✓ Ggf. Fehlerspeicher und Selbsttest-historie auslesen
- ✓ Software-Aktualisierung
- ✓ Reinigung und Desinfektion
- ✓ Datenspeicherung 5 Jahre



Information an den Hersteller bei nicht bestandener Sicherheitstechnischer Kontrolle.

Art.-Nr.	Stück	Preis
9990-540	1	119,00 €

*Öffentlich zugänglicher Raum = Jeder Bereich, in den man ohne spezielle Berechtigung gelangen kann, ist „öffentlicher Raum“ im Sinne der MPBetreibV. Das sind z.B. Versammlungsstätten, Geschäfte, Einkaufs-Center, Museen, Sportstätten, Bahnhöfe oder die öffentlich zugänglichen Bereiche von Flughäfen, Polizei- oder Gerichtsgebäuden.